

Egyénileg elvégezhető antigén- szűrés tanulók számára


Mindössze 2 cm mélyen kell a saját orrunkban megforgatni.
Gyors és fájdalommentes! 15 perc múlva megvan az
eredmény!



Mi kell hozzá??



Kitöltendő ív





Vattavéges pálcika
mit Tupper




Oldat

Hogy működik?




1. lépés:

- a pálcikát CSAK 2 cm-re bedugjuk az orrlyukunkba
- *a pálcikát 5-ször megforgatjuk
- most a másik orrlyukunkban forgatjuk meg a pálcikát




2. lépés:

- Eltávolítjuk a fedél védőragaszalagját és a mintát betöljük a nyíláson



3. lépés:

- Az oldat ó cseppjét belecsöpögtetjük a mélyedésbe és a pálcikát minden irányba kétszer megforgatjuk



4. lépés:

- Összeragasztjuk a bal és a jobb oldalt
- 15 perc múlva megjelenik a szűrés eredménye



5. lépés:

- A szűrés eredménye pozitív
Otthon: hívjuk fel a 1450-t
Az iskolában: az iskola igazgatósága értesíti a 1450-et vagy a helyi egészségügyi hatóságot
- A szűrés eredménye negatív: Maradjunk egészségesek és járjunk tovább is az iskolába !